

3 FONKSİYONLU JİNEKOLOJİK MASA



- Masa baş-sırt, oturma ve takılıp çıkartılabilir ayak kısmı olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır,

- Masa 120-160 kg ağırlığa kadar sarsıntısız hasta taşıma kapasitesine sahiptir,



- Masanın serum askısı ve tutunma kolları yan tarafta bulunan raylara, ayarlanabilir klipsler sayesinde monte edilebilmektedir.

- Masanın arka tarafında havlu asma mekanizması bulunmakta ve gerektiğinde kolay takılıp çıkarılabilmektedir,



Masa gövdesi yüksek kalitede elektrostatik boyalıdır, gövde ve deri döşeme rengi kullanıcının istediği renkte yapılmaktadır.

3 FONKSİYONLU JİNEKOLOJİK MASA



➤ El Kumandası (Opsiyonel Ayak Kumandası)

➤ Masanın ayak uzatma parçası sökülüp takılabilir, sabitlenebilir. Kullanılmadığı durumlarda basit bir hareketle aşağıya doğru 90° katlanabilir.



➤ Masanın oturma bölümü altında hijyen standartlarına uygun atık toplama küveti bulunmaktadır.

➤ Masa gövdesi içine gizlenebilir, teleskopik hareketli, sağa ve sola açılabilir topuk desteği mevcuttur.



MASA ÖLÇÜ VE HAREKETLERİ

• En - Boy	620*1300 mm
• Boy Maximum (Ayak Uzatma Parçasıyla)	1650 mm
• Yükseklik Ayarı	800*1000 mm
• Sırt Açısı	60°
• Trendelenburg-Ters Trendelenburg	25°-35°
• Tilt	20°-20°